



Crayon de laboratoire avec pointe en cire

38779

UTILISATION FACILE

Corde facile à dérouler et sans aiguisage

RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ

S'essuie facilement pour garder les planchers en excellente condition



MATÉRIAU DE MARQUAGE GRAS



POUR LE MARQUAGE SUR DUR, BRILLANT, SURFACES NON POREUSES TELLES QUE PORCELAINE, VERRE, CÉRAMIQUE OU PIERRE POLI

COMPREND :

- 1 crayon rouge et 1 crayon noir à utiliser sur variété de couleurs de surface

SCANNEZ ICI POUR
INFORMATIONS
SUPPLÉMENTAIRES



Les crayons de laboratoire QEP® sont des crayons gras qui permettent d'effectuer des marques de précision avant de couper des surfaces dures, lustrées et non poreuses comme la porcelaine, le verre, la céramique ou la pierre polie. Ces crayons sont résistants à l'humidité et les marques s'essuient facilement une fois la tâche terminée. Le paquet de deux comprend un crayon rouge et un crayon noir avec une corde facile à dérouler qui élimine l'aiguisage.

Des outils professionnels pour des résultats professionnels

qep.com